

【形状と包装単位】

3.0 mL用 × 1バイアル (凍結乾燥品)

【保存方法】

冷凍保存 (-20℃以下)

【有効期限】

ラベルおよび外箱に表示 (有効期限は実証データにより延長される場合がある。)

【問合せ先】**JCCLS 特定非営利活動法人 日本臨床検査標準協議会**

〒101-0042 東京都千代田区神田東松下町48 ヤマダビル2階
TEL: 03-6206-9746、 FAX: 03-6206-9747

【参考文献】

- 1) 日本臨床化学会学術連絡委員会: 常用酵素標準物質の規格 (1996-02-15). 臨床化学 1996; 25: 135-148
- 2) JCCLS 認証委員会標準物質小委員会 WG: 酵素標準物質 (ERM) Lot 004 の設定概要. 日本臨床検査標準協議会誌 2004; 19: 1-52
- 3) Schumann G, et al, IFCC primary reference procedures for the measurement of catalytic activity concentrations of enzymes at 37°C: Part 8. Reference procedure for the measurement of catalytic concentration of α -amylase. Clin Chem Lab Med 2006; 44(9): 1146-1155
- 4) Linsinger TP, et al, Estimating the uncertainty of stability for matrix CRMs. Fresenius J Anal Chem 2001; 370: 183-188

【発行・販売】**JCCLS 特定非営利活動法人 日本臨床検査標準協議会**

〒101-0042 東京都千代田区神田東松下町48 ヤマダビル2階
TEL: 03-6206-9746、 FAX: 03-6206-9747

【製造】**旭化成ファーマ株式会社 診断薬製品部 営業グループ**

〒101-8101 東京都千代田区神田神保町一丁目105番地 神保町三井ビル3階
TEL: 03-3296-3618、 FAX: 03-3296-3682

【販売】**一般社団法人 検査医学標準物質機構 (ReCCS)**

〒213-0012 神奈川県川崎市高津区坂戸3-2-1 KSP A205
TEL: 044-814-0145、 FAX: 044-850-3141